

E-CORE商品のご提案


製造元
株式会社エコ・ワールド
販売元
株式会社コルネット



E-COREの特徴 1

3次元構造 網状新素材


- 軽量
 - 通気性
 - 通水性
 - 移動及び取扱い容易
 - 難燃性に優れている
- 体圧分散
 - 空気循環
 - 湿気なし
 - 悪臭なし
 - 騒音なし



E-COREの特徴 2

洗浄・消毒が容易

- 抗ダニ
- 抗菌
- 抗カビ
- 抗アレルギー
- 抗ハウスダスト
- 100%リサイクル素材
- 優れた反発力
- 驚異の耐久性
- エネルギー節減
- 緩衝材・防音等多様な製品要素を持っている



密度調整により ハード／ソフト タイプの堅さを用意

- | マットレス種類 | 一般用 |
|---------|-----------|
| ○ シングル | 1980X1000 |
| ○ セミダブル | 1980×1200 |
| ○ ダブル | 1980×1400 |
| ○ クイーン | 1980×1500 |
- 各マットレスの厚さ
3. 5cm・ 5cm・ 11cm
 - * 注文により大きさ及び厚さの調整可能
 - * 必要に応じ、部分的に堅い(ハード)と柔らかい(ソフト)部分を調整して生産ができます



医療用・介護用マットレス

- 病院用マットレス
- サイズ 基本型 1950×850×80 （広島大学病院納入品）
- ＊その他：注文により大きさ堅さの調整ができる

- * カバー等は、ご要望に添って準備いたします。（別注）
- * 原料価格変動により価格が変わる場合があります。
- * 生産ロットにより価格は変わります。
- * 納期は一ヶ月以内に納入



新生児/子供用マットレス

サイズ

基本 1200×700×50

● 開発商材

- * WheelChair（座布団と背もたれ）
- * 自動車用シート
- * 一般用座布団
- * いす用座布団
- * ソファ用クッション
- * 野外イベント会場の座布団
- * 車いす用座布団
- * キッチンマットレス
- * カーペット（床用）

● 衝撃緩衝材

- * スキー場リフトポール
- * スケート場
- * 幼稚園
- * 体育館マット
- * 防振動マット（マンション・アパートで室内での子供の飛び跳ねや運動時下の階への響きを遮断する）
- * 高速道路衝撃吸収体





E-CORE商品 アイテム

- シングル 三つ折りマットレス
- 枕(ピロー)
- シングルオーバーレイ 50mm
- シングルマットレス 110mm
- ダブルマットレス 110mm

ダブル オーバーレイ
50mm厚
シングル
セミダブル
ダブル





ベビー用マットレス

- ・ 一枚フラット
- ・ 二つ折マットレス
- ・ 三つ折マットレス

700×1200×50



医療用マットレス

850×1950×80

座布団

- ・500×500×35
- ・400×400×50

サイズはご注文により
変更可能



車いす用座布団

指定車両によりサイズ変更
可能
カラー各種あり

座 400×400×35
背 200×400×35

E-COREの特徴・取扱い・保障

- * カバーが3Dメッシュを使用しウレタン並みの肌触りを実現して夏は涼しく・冬は暖か
- * 復元性(体重を押し返す力)が高いため、身動き・睡眠時の寝返りが楽に
- * 優れた体圧分散で体に負担がかかりません
- * 通気性抜群で蒸れない
- * 中のコア材まで洗えて清潔です
- * 日本の環境に合わせて開発され、素材の細部までメイド・イン・ジャパン
- * 不要になった中のコア材は、回収して加熱溶解することでリサイクルが可能
- * 3次元(極細繊維)構造体が極上の寝心地を実現

* 取り扱い注意事項

1. E-COREは原材料の性質上荷重の多い箇所で使用3ヶ月位で5%前後の歪みが出ることもありますが効果は変わりませんのでご安心してお使いください。
2. ドライヤー・暖房器具の熱を直接当てたり、長時間近くにおかないでください
3. 布団乾燥機は使わないでください、アイロン・アンカの使用はひかえてください
4. E-COREはシャワー等で洗えます。その場合は70℃以下お湯で洗浄をお願いします。
5. E-COREは天日干しをする場合は必ず日陰で干してください。

保証と保証対象

1. コア部分についてのみ、御買い上げ日より3年保証致します
2. 製品保証期間内に下記事項が認められた場合、保証対象として代替品と無償交換致します。
 - * 通常のお取り扱いにより、E-COREが2cm(当社測定方法)以上の明瞭な凹みが生じた場合
 - * 不具合の確認の際は、商品をご提出いただき検査を行いますので、多少のお時間がかかることがあります
但し、当該商品をご使用にて発生致しましたその他の損害に関しては、保証の対象となりません